



## DANH MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU

(Kèm theo Công văn số 386/HSB ngày 24 tháng 11 năm 2023)

TT	Nội dung	Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy cách	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Silica gel bản mỏng	20 x 20cm, silica gel 60 F <sub>254</sub> độ dày 0,015-0,025 mm, bản nhôm	Merck	Hộp	3
2	Methanol CN	KT ≥ 95%, phi 200 L	Trung Quốc	Phi	1
3	Ethylacetate CN	KT ≥ 97%, phi 200 L	Trung Quốc	Phi	1
4	Dichloromethane CN	KT ≥ 97%, phi 200 L	Trung Quốc	Phi	1
5	Acetone CN	KT ≥ 97%, phi 200 L	Trung Quốc	Phi	1
6	Ethanol CN	KT ≥ 96%, phi 200 L	VN	Phi	1
7	n-hexane CN	KT ≥ 97%, phi 200 L	Trung Quốc	Phi	1
8	Parafilm	Kích cỡ cuộn: 4 in. x125 ft	Malaysia	Hộp	1
9	Vanillin	≥ 99%, Lọ 100g	Merck	Lọ	1
10	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	≥ 98%	TQ	Lít	1
11	Cyclohexylamine	≥ 99%, Lọ 5 ml	Merck	Lọ	1
12	3,4-difluoroaniline	≥ 99%, Lọ 5g	Merck	Lọ	1
13	Benzyl isocyanide	≥ 98%, Lọ 1g	Merck	Lọ	1
14	Butyl isocyanide	≥ 97%, Lọ 1g	Merck	Lọ	1
15	2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol	≥ 90%, Lọ 1g	Merck	Lọ	1
16	Trypsin-EDTA	0,05%, 100 ml/Chai	Fisher	Chai	1
17	Ống eppendorf 2ml	2ml (500 ống/túi)	Isolab	Túi	1
18	Phiến 96 giếng có xử lý bề mặt	50 phiến/thùng	Hàn Quốc	Thùng	1
19	Màng lọc Syringe	200 x 130 x 100mm, Kích thước lỗ lọc 0.2µm (50 chiếc/thùng)	Sartorius	Thùng	1
20	Nước cất 2 lần	Tinh khiết	VN	Lít	4
	<b>Hóa chất phát sinh, bình nón, phễu rót, ống nghiệm, găng tay.....</b>				
21	Găng tay	Hộp 50 đôi, size M	Malaysia	Hộp	4
22	Khẩu trang hoạt tính 4 lớp	Hộp 50 cái	VN	Hộp	5
23	Phễu rót dung môi phi 10 cm	Thủy tinh trung tính	Trung Quốc	Cái	5
24	Phễu rót dung môi phi 15 cm	Thủy tinh trung tính	Trung Quốc	Cái	3